

ถาม-ตอบ

ถาม: อยากทราบวิธีตรวจสอบอุณหภูมิของโลหิตที่ส่งกลับจากหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อเตรียมส่วนประกอบโลหิต

ตอบ: ตรวจสอบอุณหภูมิโลหิต โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดที่ผิวภายนอกถุงที่บรรจุโลหิต จะวัดอุณหภูมิที่ติดกับ ice pack เพื่อหาอุณหภูมิที่คาดว่าจะต่ำสุด และวัดอุณหภูมิในสุด หรือห่างจาก ice pack มากที่สุด เพื่อหาอุณหภูมิที่

คาดว่าจะสูงสุด อาจใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดเก็บข้อมูล (Temperature data logger) เพื่อเก็บอุณหภูมิตลอดการขนส่ง โดยวัดจุดต่างๆ เช่นเดียวกัน

พินทิรา ตันเถียร

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

